



NEUWEG

***Chirurgische Mehrweg-
Laserfasern***



***Präzision, Effizienz und
Patientenversorgung***

Erleben Sie die Leistungsvorteile unserer medizinischen Fasern mit hoher Flexibilität, geringer Leistungsverlusten und hervorragender Wellenlängenübertragung.

Vorteile

Hervorragende Übertragung für optimale Interaktion mit dem Gewebe



Langlebig und robust



Hervorragende Leistungsabgabe für schnelle und effektive Behandlungen



Flexible Fasern für bessere Manövrierfähigkeit



Universelle Kompatibilität mit 2 µm Festkörperlaser-Systemen mit Standard-SMA-905 Anschluss



- Genaue und präzise Konzentrität der Fasern
- Schutzummantelung für verbesserte Haltbarkeit
- Große Auswahl an Laserfaserdurchmessern für eine Vielzahl von Verfahren
- Autoklavierbar/ heißdampfsterilisierbar



Neuweg ist ein erfahrenes Unternehmen für Lasertechnologie mit Ingenieurwissen in der Anwendung von Lasertechnologie vom Laserkopf bis zur Ausgangsleistung.

Unsere hochwertigen Fasern werden sorgfältig entwickelt, um außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit in verschiedenen medizinischen Anwendungen zu gewährleisten.

MEHRWEG-LASERFASERN

	Ultra Mini Fibre	Mini Fibre	Inter Fibre	Inter Fibre (5m)	Medu Fibre	Maxi Fibre	Mega Fibre
NEUWEG BESTELL-NUMMER	RBFC000064	RBFC000065	RTBFCS000022	RTBFCS000024	RBFC000066	RBFC000067	RBFC000069
OPTISCHER KERN	200 µm	272 µm	272 µm	272 µm	365 µm	550 µm	800 µm
LÄNGE	3 m	3 m	3 m	5 m	3 m	3 m	3 m

Zubehör für die Nach / Aufbereitung von Fasern ebenfalls erhältlich:

- Fasermikroskop
- Faser Stripper / Absetzwerkzeuge
- Faser Schere

Entdecken Sie noch heute unser neues Sortiment an Einweg- und wiederverwendbaren chirurgischen Fasern!

Neuweg ist ein erfahrener Anbieter von innovativen medizinischen Laserfaserlösungen. Dank unseres Fachwissens, unseres Engagements für Innovation und unserer Kundenzufriedenheit genießen wir das Vertrauen von medizinischen Fachkräften weltweit.



Bei der Herstellung der medizinischen Fasern von Neuweg legen wir größten Wert auf die Verwendung von hochwertigen Materialien. Unsere fortschrittlichen biokompatiblen Polymere und speziellen Beschichtungen gewährleisten optimale Sicherheit und Effizienz und erfüllen die höchsten Industriestandards.

Wir sind sehr stolz darauf, unseren Kunden versichern zu können, dass alle unsere Produkte die strengen Standards der ISO 13485:2016-Zertifizierung einhalten und somit die Qualität und Sicherheit in der Medizinprodukteindustrie gewährleisten. Darüber hinaus wird unser Engagement für herausragende Leistungen durch unsere EC-Zertifizierung bestätigt, die unser Engagement für die Einhaltung und Übererfüllung der gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte verdeutlicht.

Kontaktinformation:

NEUWEG Medizintechnik GmbH
Am Söldnermoos 17
85399 Hallbergmoos
Deutschland
ABC Building Office 2R:046
Tel.: +49 811 2999 3610
Fax: +49 811 2999 3611
E-Mail: mgmt@neuwegmed.de

